

	T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi	Doküman Kodu	MC.FR.06
		Yayın Tarihi	02.12.2024
	DEFİBRİLATÖR CİHAZI GÜNLÜK BAKIM FORMU	Revizyon Tarihi	00
		Revizyon No	00
		Sayfa No	1/1

CİHAZIN ADI		MODELİ		BAKIM PERİYODU:GÜNLÜK
MARKASI		YERİ		AY/YIL:.....

KONTROL PARAMETRELERİ

1	Cihazın genel ve pedal temizliğini, ECG Kablo ve diğer aparatlarının sağlamlığını ve yerinde takılı olduğunu kontrol ediniz.
2	Günlük bakım ve kontroller kullanıcı personel tarafından yapılacak,
3	Hasta kablosu, lead'ler ve pedalların hasarlı olup olmadığını kontrol edilecek,
4	Cihazın fiziki durumu ve mekanik bağlantıları kontrol edilecek,
5	Disosable elektrotların son kullanım tarihleri kontrol edilecek,
6	Printer kağıt olup olmadığı, Cihazın kağıt çıktı işlemlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek,
7	Pulse oksimetreli cihazlarda ara kablosu ve probu kontrol edilecek,
8	Her vaka sonrası kaşıklarının tutma sapının isopropyl alkol ya da sabunlu su ile temizlenecek,
9	Ekranda hata kodu uyarısı olup olmadığı kontrol edilecek,
10	Cihazın şarj durumu kontrol edilecek. Yazıcı testleri ve çalışabilir testleri yapılacak,
11	Acil arabasına gelen elektrik bağlantısını "OFF" konumuna alınız.
12	Cihazının batarya yeterlilik durumunun kontrolü için ayda bir kez 270 Joulede 5 sefer şarj edilip şutlama yapılmalıdır.
13	Cihazı çalıştırınız. Cihazın pedalları üstünde takılı; enerji seviyesini sırası ile 50 Joule,150 Joule ve 270 Joule değerlerine ayarlamak suretiyle cihazı şarj edip metal yüzeye koymadan havaya şutlama yapınız
14	Cihazın test işlemi tamamlandıktan sonra fişinin takılı olduğundan emin olunuz ve batarya şarj durumunu kontrol ediniz
15	Yukarıdaki adımların uygulanması sırasında herhangi bir problem ile karşılaşırsa, cihaz ekranında ya da cihaz üstünde herhangi bir hata uyarısı varsa teknik servis birimini arayınız

NOT: Tespit edilen arızalar giderilecek. Giderilemeyen arızalar ve yapılan işlemler açıklamalar/teknik rapor kısmına yazılacak. Teknik servis amirine ve üst yönetime bilgi verilecek.

Değerlendirme

Gün	Cihazın Durumu	Kontrol Eden	Açıklamalar	Gün	Cihazın Durum	Kontrol Eden	Açıklamalar
1				17			
2				18			
3				19			
4				20			
5				21			
6				22			
7				23			
8				24			
9				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16							

Teknik Rapor

--