



2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ PREKLİNİK YILLIK MALZEME LİSTESİ

2. sınıf Restoratif Diş Tedavisi prelinik uygulamalarında ilk dönem mikromotor ve anguldruva kullanılacaktır. Bu nedenle Tüm frezler anguldruva ile kullanıma uygun olmalıdır.

Fantom dişlerinin boyutlarının küçük olması nedeniyle küçük çaplı frezler ile küçük ve ince uçlu el aletleri tercih edilmelidir.

Eğitim-öğretim yılının ilk döneminde sırasıyla kavite preparasyonu, amalgam restorasyon ve kompozit rezin restorasyon uygulamaları gerçekleştirilecektir. İlerleyen aşamalarda ise çekilmiş daimi dişler üzerinde kavite preparasyonu ile amalgam ve kompozit rezin restorasyon uygulamaları yapılacaktır.

1. KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMANLAR

Malzeme	Adet / Miktar	Özellik
Beyaz klinik / laboratuvar önlüğü	1	Uzun kollu
Muayene eldiveni	1 kutu	Öğrencinin el ölçüsüne uygun
Cerrahi maske	1 kutu/paket	Tek kullanımlık
Koruyucu gözlük	1	Frez kullanımına uygun

2. GENEL MALZEMELER

Malzeme	Adet / Miktar	Açıklama / Özellik
Fantom çene	2 adet	Fakültede kullanılan fantom sistemine uyumlu
Yedek fantom dişleri	Ders programına göre	Posterior diş ağırlıklı

Çekilmiş daimi dişler	Ders programına göre	Kron yapısı mümkün olduğunca korunmuş, kavite preparasyonu ve restorasyon uygulamalarına uygun, Posterior diş ağırlıklı
Kağıt havlu	1 paket	–
Sleepy yüzey temizleme mendili	1 paket	Çalışma yüzeylerinin temizliği için

3. FREZLER

A. Preparasyon için yeşil kuşaklı elmas frezler

Malzeme	Boy / Numara	Adet	Özellik
Rond elmas frez	008	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Rond elmas frez	010	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Rond elmas frez	012	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Fissür elmas frez	008	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Fissür elmas frez	010	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Fissür elmas frez	012	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Tersine konik elmas frez	008	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Tersine konik elmas frez	010	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Tersine konik elmas frez	012	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Alev uçlu elmas frez	010	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Alev uçlu elmas frez	012	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Labut elmas frez	010	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun
Labut elmas frez	012	1	Yeşil kuşaklı, anguldruvaya uygun

B. Çürük dokunun uzaklaştırılması için rond frezler

Malzeme	Boy / Numara	Adet	Özellik
Rond çelik/tungsten frez	006	1	Anguldruvaya uygun
Rond çelik/tungsten frez	008	1	Anguldruvaya uygun
Rond çelik/tungsten frez	010	1	Anguldruvaya uygun
Rond çelik/tungsten frez	012	1	Anguldruvaya uygun

Not: Çelik ve tungsten frezlerin ayrı ayrı alınmasına gerek yoktur. Öğrencinin **çelik veya tungsten karbid rond frezlerden birini** temin etmesi yeterlidir.

C. Bitirme ve parlatma

Malzeme	Boy / Numara	Adet	Özellik
Alev uçlu elmas frez	010	1	Sarı kuşaklı, anguldruvaya uygun
Alev uçlu elmas frez	012	1	Sarı kuşaklı, anguldruvaya uygun
Labut elmas frez	010	1	Sarı kuşaklı, anguldruvaya uygun
Labut elmas frez	012	1	Sarı kuşaklı, anguldruvaya uygun
Parlatma lastiği	Küçük boy	2–3	Anguldruvaya uygun
Frez kutusu / standı	–	1	Anguldruva frezlerine uygun
Frez temizleme fırçası	–	1	Küçük boy

4. RESTORATİF EL ALETLERİ

Not: Fantom dişlerinin küçük boyutları nedeniyle özellikle ekskavatör, fulvar, burnisher ve carver gibi aletlerde **küçük ve ince uçlu modeller** tercih edilmelidir.

Malzeme	Adet	Özellik
Ağız aynası	2	–

Sond	2	İnce uçlu
Periodontal sond	1	mm işaretli
Presel	2	İnce uçlu
Ekskavatör	2	Çift taraflı, küçük uçlu
Ağız spatülü	2	Çift taraflı, küçük ve ince uçlu
Amalgam fulvarı	2	Küçük uçlu, mümkünse farklı iki çapta
Siman fulvarı / top uçlu fulvar	1	Küçük uçlu
Burnisher	1–2	Çift taraflı, küçük uçlu
Amalgam carver	1	Çift taraflı, küçük uçlu
Amalgam tabancası	1	Metal
Siman spatülü	1–2	Küçük/orta boy
Siman camı	1–2	–
Kapaklı küvet	1	–

5. MATRİKS VE PROKSİMAL RESTORASYON MALZEMELERİ

Bu malzemeler amalgam ve kompozit restorasyon uygulamalarında ortak olarak kullanılacaktır.

Malzeme	Adet / Miktar	Özellik
Tofflemire matriks tutucu	2	–
Tofflemire matriks bandı	1 paket	No: 5
Ahşap kama	1 kutu/paket	Küçük ve farklı boylarda
Şeffaf matriks bandı / Mylar strip	1 paket	Anterior kompozit uygulamaları için
İnterproksimal zımpara stripleri	1 paket	İnce/orta gren

6. RESTORATİF MATERYALLER

Öğrenciler, preklinik laboratuvarında ilan edilen öğrenci listelerine göre belirlenen masalarda oturacaktır. Bu grupta yer alan malzemeler, aynı masada oturan öğrenciler tarafından ortak olarak temin edilebilir ve kullanılabilir.

Malzeme	Adet / Miktar	Açıklama / Özellik
Amalgam kapsülü / amalgam	2 kutu	1 lik ve 2 lik olacak şekilde
Fosforik asit jel	1 adet	Şırınga formunda
Bond / adeziv sistem	1 şişe	Eğitimde kullanılacak sisteme uygun
Universal kompozit rezin	2 tüp	Bölümün belirlediği renk/renklerde
Fosfat siman	1 kutu	Toz-likit sistem
Cam iyonomer siman	1 kutu	Ders programına uygun
Microbrush	1 paket	Small / ince boy tercih edilir
Artikülasyon kâğıdı	1 paket	İnce
Rulo pamuk	1 paket	
Led ışık cihazı	1 adet	

NOT: Uygulamanın işleyişi ve ders gereksinimleri doğrultusunda ilave malzeme temin edilmesi gerekebilir.